

### Pince flexible



- colliers de serrage en zinc moulé, nickelées et plastifiées
- Tuyau flexible en laiton nickelé
- longueur 300 mm
- chargeable jusqu'à 0,4 kg
- base de sécurité Ø 82 mm

| forme de la pince | capacité | poids | référence | Prix HT |
|-------------------|----------|-------|-----------|---------|
| trois doigts      | 0-40 mm  | 445 g | BC2670    |         |
| rond              | 12-25 mm | 425 g | BC2672    |         |

### Pince flexible avec noix orientable



- zinc moulé et laiton nickelé
- revêtement plastifié
- longueur 300 mm

| forme de la pince | capacité | poids | référence | Prix HT |
|-------------------|----------|-------|-----------|---------|
| trois doigts      | 0-40 mm  | 330 g | BC2680    |         |
| rond              | 12-25 mm | 310 g | BC2682    |         |

### Pince flexible filetage M10



- écrou de fixation M10
- pour usage de: socles, élévateurs

| forme de la pince | capacité | poids | référence | Prix HT |
|-------------------|----------|-------|-----------|---------|
| trois doigts      | 0-40 mm  | 250 g | BC2684    |         |
| rond              | 12-25 mm | 230 g | BC2686    |         |