

Pince à trois dents



- zinc moulé
- sans revêtement
- mâchoires plastifiées

capacité	tige	poids	référence	Prix HT
0-40 mm	Ø 8 mm	110 g	BC2800	
0-40 mm	Ø 10 mm	120 g	BC2801	
25-80 mm	Ø 10 mm	140 g	BC2802	

Pince à mâchoires fourche à quatre dents



- zinc moulé
- revêtu de poudre
- plage de pivotement 360°

capacité	poids	référence	Prix HT
0-80 mm	330 g	BC2810	

Pince à ceinture



- fermeture excentrique
- revêtement liège
- pour récipient à Ø 60-170mm

tige	poids	référence	Prix HT
Ø 10 mm	280 g	BC2825	

Pince à chaîne



- bascule
- revêtement liège
- tige Ø 10 mm

Ø pour récipient	tige	poids	référence	Prix HT
Ø 40-120 mm	Ø 10 mm	300 g	BC2830	
Ø 80-150 mm	Ø 10 mm	320 g	BC2831	
Ø 100-170 mm	Ø 10 mm	325 g	BC2832	