

Bacs universels en PVC



Parois épaisses, incassables.



- superposables
- disponibles en blanc, rouge ou noir
- construction solide en PVC épais
- excellente résistance aux acides, bases et substances corrosives
- résistance à la température : de -30°C à +70°C

dim. base	dim. bord sup.	hauteur	référence			Prix HT
			blanc	rouge	noir	
bacs en PVC forme basse						
110 x 160 mm	150 x 200 mm	30 mm	BC4203110	BC4203210	-	
140 x 190 mm	180 x 230 mm	40 mm	-	BC4203213	-	
190 x 260 mm	240 x 320 mm	50 mm	BC4203118	BC4203218	-	
260 x 320 mm	320 x 370 mm	50 mm	BC4203124	-	-	
310 x 410 mm	370 x 470 mm	60 mm	BC4203130	BC4203230	-	
420 x 510 mm	480 x 580 mm	60 mm	BC4203140	-	-	
bacs en PVC forme haute						
190 x 260 mm	260 x 340 mm	85 mm	BC4207118	BC4207218	-	
420 x 510 mm	520 x 610 mm	110 mm	BC4207140	-	BC4207340	

Bacs en mélamine avec couvercle transparent



- ergonomiques, superposables, couvercle transparent avec poignée
- en résine de mélamine blanc, dur et indéformable
- stérilisables à la vapeur

capacité	dimensions (lxpxh)	bac	couvercle
500 ml	210 x 110 x h35 mm	B42305	B4230501
700 ml	190 x 150 x h40 mm	B42307	B4230701
1000 ml	290 x 160 x h35 mm	B423010	B42301001
1800 ml	290 x 160 x h60 mm	B423018	B42301001
2300 ml	350 x 250 x h40 mm	B423023	B42302301
5500 ml	350 x 250 x h100 mm	B423055	B42302301

Bacs plats en polyéthylène blanc

PLASTIQUE polyéthylène HDPE


Gilac



- bacs moulés, bords arrondis
- résistance températures -40°C à +90°C
- empilables
- grille à commander séparément

capacité	dim. ext. (LxIxp)	pois	référence	Prix HT
2 litres	300 x 200 x h60 mm	0,19 kg	GL1002	
3 litres	347 x 230 x h70 mm	0,26 kg	GL1003	
5 litres	437 x 285 x h75 mm	0,43 kg	GL1005	
8 litres	485 x 335 x h75 mm	0,65 kg	GL1008	
10 litres	535 x 385 x h80 mm	0,81 kg	GL1010	
Grilles				
Grille pour bac 2 litres			GL0002	
Grille pour bac 3 litres			GL0003	
Grille pour bac 5 litres			GL0005	
Grille pour bac 8 litres			GL0008	
Grille pour bac 10 litres			GL0010	
couvercles				
Couvercle pour bac 3 litres			GL0001	
Couvercle pour bac 5 litres			GL0004	
Couvercle pour bac 8 litres			GL0007	

Bacs en polypropylène



- bacs haute qualité, moulés, bords arrondis
- excellente résistance chimique du polypropylène, température jusqu'à +60°C
- surface polie brillante, entretien très facile
- compatibles avec les produits alimentaires
- superposables

capacité	dimensions (fond)	référence	Prix HT
0,5 l	130 x 180 x h42 mm	B42011318	
1,5 l	180 x 240 x h65 mm	B42011824	
3,0 l	240 x 300 x h75 mm	B42012430	
10,0 l	300 x 400 x h120 mm	B42013040	
21,0 l	400 x 500 x h140 mm	B42014050	
39,0 l	500 x 700 x h160 mm	B42015070	