

Bacs en polypropylène



Robustes, incassables, indéformables, empilables.

- bacs haute qualité, moulés, bords arrondis
- excellente résistance chimique du polypropylène, température jusqu'à +60°C
- surface polie brillante, entretien très facile
- compatibles avec les produits alimentaires
- superposables

| capacité | dimensions (fond) | référence | Prix HT |
|----------|---------------------|-----------|---------|
| 0,5 l | 230 x 180 x h42 mm | PL1240 | |
| 1,5 l | 310 x 250 x h65 mm | PL1241 | |
| 3,0 l | 370 x 310 x h75 mm | PL1242 | |
| 10,0 l | 520 x 420 x h120 mm | PL1243 | |
| 21,0 l | 634 x 534 x h140 mm | PL1244 | |
| 39,0 l | 848 x 648 x h160 mm | PL1245 | |

Bacs en polypropylène



| capacité | dimensions (lxpxh) | référence | Prix HT |
|-----------|---------------------|-----------|---------|
| 5 litres | 350 x 250 x h100 mm | PL1250 | |
| 10 litres | 400 x 300 x h100 mm | PL1251 | |
| 15 litres | 500 x 350 x h120 mm | PL1252 | |

Bacs superposables forme basse en polyéthylène HDPE



| capacité | dimensions (lxpxh) | référence | Prix HT |
|-----------|---------------------|-----------|---------|
| 12 litres | 600 x 400 x h70 mm | PL1260 | |
| 18 litres | 600 x 400 x h100 mm | PL1261 | |
| 24 litres | 600 x 400 x h130 mm | PL1262 | |

Bacs superposables forme haute en polyéthylène HDPE



| capacité | dimensions (lxpxh) | référence | Prix HT |
|-----------|---------------------|-----------|---------|
| 50 litres | 550 x 430 x h310 mm | PL1266 | |
| 65 litres | 630 x 440 x h340 mm | PL1267 | |
| 90 litres | 720 x 470 x h360 mm | PL1268 | |