

# POMPES PÉRISTALTIQUES

## Pompes péristaltiques universelles écran couleur



- écran LCD couleur : vitesse et débit
- vitesse programmable, résol. 0,1 tr/min
- temps de distribution programmable 0,1 s à 9999 h
- **fonctions et programmation** : temps de fonctionnement, débit, vitesse, calibration, sens de rotation, rinçage
- interfaces : RS232 / RS485
- pédale pour fonctions marche / arrêt en option
- boîtier ABS, protection IP31
- dimensions : 261 x 157 x 238 mm / 4,4 kg
- **pompes livrées sans tête, à compléter par têtes de pompe type X1, X2 ou X3**
- têtes de pompe ci-dessous, accessoires : page 1158

| vitesse          | capacité max. canaux |              |              | pompe sans tête |         |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
|                  | tête type X1         | tête type X2 | tête type X3 | référence       | Prix HT |
| 0,1 à 150 tr/min | 4 canaux             | 2 canaux     | 16 canaux    | SH1110          |         |
| 0,1 à 350 tr/min | 2 canaux             | 2 canaux     | -            | SH1130          |         |
| 0,1 à 600 tr/min | 2 canaux             | 2 canaux     | -            | SH1160          |         |


## Pompes péristaltiques écran tactile graphique couleur



- écran LCD tactile couleur 4,3"
- 3 modes : volume fixe, volume et temps fixes, minuteur (début et fin)
- **fonctions et programmation** : temps de fonctionnement, débit, vitesse, calibration, sens de rotation, rinçage, heure de démarrage / arrêt
- interfaces : RS232 / RS485
- pédale pour fonctions marche / arrêt, sens de rotation en option
- boîtier en ABS anti-corrosion et anti-statique, protection IP31
- dimensions : 261 x 157 x 238 mm / 4,4 kg
- **pompes livrées sans tête, à compléter par têtes de pompe type X1, X2 ou X3**
- têtes de pompe ci-dessous, accessoires : page 1158

| vitesse          | capacité max. canaux |              |              | pompe sans tête |         |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|---------|
|                  | tête type X1         | tête type X2 | tête type X3 | référence       | Prix HT |
| 0,1 à 150 tr/min | 1 canal              | 1 canal      | 12 canaux    | SH1210          |         |
|                  | 4 canaux             | 2 canaux     | 16 canaux    | SH1215          |         |
| 0,1 à 350 tr/min | 1 canal              | 1 canal      | -            | SH1230          |         |
|                  | 4 canaux             | 2 canaux     | -            | SH1235          |         |
| 0,1 à 600 tr/min | 2 canaux             | 2 canaux     | -            | SH1260          |         |
|                  | 4 canaux             | 4 canaux     | -            | SH1265          |         |

## Têtes de pompe



tête type X1

tête type X2

tête à cassettes type X3  
1 à 12 canaux

tableau des débits mini et maxi en fonction de la pompe et de la tête de pompe  
tableau détaillé page 1156

| tête de pompe                                              | débit selon le modèle de pompe et selon diamètre tuyau |                        |                        | réf.           | Prix HT |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------|
|                                                            | pompe 0,1 à 150 tr/min                                 | pompe 0,1 à 350 tr/min | pompe 0,1 à 600 tr/min |                |         |
| <b>têtes de pompe monocanal type X1 ou X2</b>              |                                                        |                        |                        |                |         |
| X1                                                         | 0,007 à 570 ml/min                                     | 0,007 à 1330 ml/min    | 0,007 à 2280 ml/min    | SH2015         |         |
| X2                                                         | 0,17 à 435 ml/min                                      | 0,17 à 1015 ml/min     | 0,17 à 1740 ml/min     | SH2025         |         |
| kit fixation 2 têtes X1 ou X2                              |                                                        |                        |                        | SH2002         |         |
| kit fixation 3 têtes X1 ou X2                              |                                                        |                        |                        | SH2003         |         |
| kit fixation 4 têtes X1 ou X2                              |                                                        |                        |                        | SH2004         |         |
| <b>têtes de pompes à cassettes type X3 : 1 à 12 canaux</b> |                                                        |                        |                        |                |         |
| X3 à 10 galets                                             | 0,00016 à 48 ml/min                                    | -                      | -                      | voir page 1156 |         |
| X3 à 6 galets                                              | 0,000185 à 65 ml/min                                   | -                      | -                      |                |         |