

Pompes péristaltiques Flexipump
à débit réglable

I Microbiologie des aliments.

- ▶ jusqu'à 1% de précision
- ▶ 1 ou 2 têtes de pompe, selon modèle
- ▶ Compact et simple d'utilisation




- volume d'une dose : de 50 µl à 99 litres
- Ø interne des tubes : 1 à 8 mm
- tuyaux en silicone
- 3 modes de distribution : continu, dose (volume prédéterminé) ou multi-doses (volume prédéterminé en distribution séquentielle réglable)
- 32 programmes personnalisables
- en acier inox
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- livrées avec 1 pack de 25 sachets stériles et 1 ou 2 kits de distribution (tubulure, embout, bouchon à vis GL45, filtre et crépine)

	FlexiPump®	FlexiPump® Pro	FlexiPump® Scale
débit	1,25 l/min	2,5 l/min	6 mL/min
compatible pistolet de distribution	●	●	●
traçabilité(imprimante, ordinateur, clé USB)		●	●
balance intégrée			●
autocalibration avec fréquence personnalisable			●
vitesse	10 à 550 tr/min	10 à 550 tr/min	10 à 550 tr/min
tête	simple	double	double
tuyeaux livrés Ø int	1 kit : Ø 3,2 mm	2 kits : Ø 3,2 et 6,4 mm	2 kits : Ø 3,2 et 6,4 mm
interface	jack	jack, USB, RS232-	2 x USB type A, USB type B, Jack 3,5 mm, prise pour cellule de pesée
dimensions	170 x 280 x h210 mm	170 x 340 x h210 mm	161 x 332 x h208 mm
poids	5,3 kg	5,6 kg	7,5 kg
Pompe péristaltique	NY4000 1	NY4100 2	NY4110 3
extension de garantie 1 an	CN1793	CN1793	CN1793
maintenance Préventive et Corrective 1 an	CN1809	CN1809	CN1809
maintenance Préventive 1 an	CN1810	CN1810	CN1810
pack installation formation	CN1796	CN1796	CN1796

Accessoires


	descriptif	dimension / poids	référence	prix HT	FlexiPump®	FlexiPump® Pro	FlexiPump® Scale
	film pour imprimante	12 x 10 x 8 cm 0,08 kg	NY4031	l'unité		●	●
	imprimante thermique livré avec 1 film transfert + câble alimentation + câble USB	37 x 35 x 25 cm 3,50 kg	NY4030	l'unité		●	●
	bouteille 2L (GL45)	37 x 37 x 37 cm 4,10 kg	NY4032	les 3	●	●	●
	pédale à pied	15 x 10 x 10 cm 0,15 kg	NY4041	l'unité	●	●	●
	bouteille 5L (GL45)	37 x 35 x 25 cm 1,70 kg	NY4042	l'unité	●	●	●
	portoir indépendant pour 2 poches de diluant	59 x 37 x 29 cm 1,90 kg	NY4043	l'unité	●	●	●
	rouleau d'étiquettes pour imprimante thermique - dimensions de l'étiquette :70 x 45 mm	20 x 10 x 10 cm 1 kg	NY4045	les 2		●	●
	lot de 2 rouleaux de papier pour imprimante thermique	25 x 10 x 10 cm 1,50 kg	NY4046	les 2		●	●
	pistolet de distribution	15 x 15 x 5 cm 0,12 kg	NY4010	l'unité	●	●	●
	bras de distribution ajustable	34 x 22 x 12 cm 0,60 kg	NY4020	l'unité	●	●	●
	kit Booster : Accélérateur de distribution + 2 tuyaux en silicone pour pompe (20 cm chacun), Ø int. 6,4 mm + 2 « Y »	39 x 17 x 15 cm 0,38 kg		l'unité			●

Tubulures






	descriptif	dimension / poids	référence	prix HT	FlexiPump®	FlexiPump® Pro	FlexiPump® Scale
	capuchons de protection pour trocart M	8 x 12 cm 0,01 kg	NY4052	les 10	●	●	
	tuyaux TygonTM pour pièce de pompe (20 cm), Ø interne 4,8 mm J	26 x 21 x 11 cm 0,06 kg	NY4055	les 6	●	●	
	trocart pour poches de diluant D	12 x 10 x 8 cm 0,03 kg	NY4056	l'unité	●	●	
	filtres PTFE autoclavables (0,2 µm) pour bouteille GL45 E	12 x 10 x 8 cm 0,02 kg	NY4057	les 5	●	●	
	embouts de distribution + capuchons pour tuyaux de Ø interne de 4,8 à 8 mm L + M	15 x 15 x 6 cm 0,10 kg	NY4058	les 5	●	●	

Tubulures

descriptif		dimension / poids	référence	prix HT	FlexiPump®	FlexiPump® Pro	FlexiPump® Scale
	crépines (Ø 6 mm)	C8 x 12 cm 0,30 kg	NY4059	les 5	●	●	●
	embouts de distribution + capuchons pour tuyaux de Ø interne de 1,6 à 3,2 mm	L + M8 x 12 cm 0,07 kg	NY4060	les 5	●	●	●
	tuyaux TygonTM pour pièce de pompe (50 cm) + 2 filtres 0,2 µm. Ø interne 6,4 mm	K22 x 63 x 10 cm 0,23 kg	NY4069	les 2	●	●	●
	tuyaux TygonTM pour pièce de pompe (20 cm), Ø interne 3,2 mm	J26 x 21,1 x 11 cm 0,04 kg	NY4070	les 6	●	●	●
	tuyaux TygonTM pour pièce de pompe (20 cm), Ø interne 6,4 mm	J8 x 12 cm 0,07 kg	NY4071	les 6	●	●	●
	connecteurs droits(tuyaux Ø 6,4- 8 mm)	H12 x8 cm 0,02 kg	NY4072	les 6	●		
	connecteurs droits (tuyaux Ø 3,2- 4,8 mm)	H12 x 8 cm 0,01 kg	NY4073	les 6	●		
	connecteurs Y (tuyaux Ø 6,4 - 8 mm)	I12 x 8 cm 0,02 kg	NY4074	les 6		●	
	connecteurs Y (tuyaux Ø 3,2 mm)	I12 x 8 cm 0,05 kg	NY4075	les 6		●	
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 1,6 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre	A39 x 27 x 13 cm 0,15 kg	NY4076	l'unité	●		
	Jeu de tuyaux en silicone Ø interne 3,2 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre	A39 x 27 x 15 cm 0,20 kg	NY4077	l'unité	●		
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 4,8 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre	A39 x 27 x 15 cm 0,25 kg	NY4078	l'unité	●		

Tubulures

	descriptif		dimension / poids	référence	prix HT	FlexiPump®	FlexiPump® P-10	FlexiPump® Scale
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 6,4 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre	A	39 x 27 x 15 cm 0,25 kg	NY4079	l'unité	●		
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 8 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre	A	39 x 27 x 15 cm 0,25 kg	NY4080	l'unité	●		
	jeux de tuyaux de distribution (Tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs droits) - Ø interne 1,6 mm	j + G + H	39 x 27 x 15 cm 0,35 kg	NY4081	les 5	●		
	jeux de tuyaux de distribution (Tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs droits) - Ø interne 3,2 mm	j + G + H	39 x 27 x 15 cm 0,46 kg	NY4082	les 5	●		
	jeux de tuyaux de distribution (Tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs droits) - Ø interne 4,8 mm	j + G + H	39 x 27 x 15 cm 0,60 kg	NY4083	les 5	●		
	jeux de tuyaux de distribution (Tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs droits) - Ø interne 6,4 mm	j + G + H	39 x 27 x 15 cm 0,60 kg	NY4084	les 5	●		
	jeux de tuyaux de distribution (Tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs droits) - Ø interne 8 mm	j + G + H	39 x 27 x 15 cm 0,60 kg	NY4085	les 5	●		
	tuyaux TygonTM pour pièce de pompe (20 cm), Ø interne 1,6 mm	J	26 x 21,1 x 11 cm 0,04 kg	NY4086	les 6	●	●	●
	tuyaux TygonTM pour pièce de pompe (20 cm), Ø interne 8 mm	J	26 x 21,1 x 11 cm 0,08 kg	NY4087	les 6	●	●	●
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 6,4 mm + bouchon GL45 + filtre + crépine + embout + « Y » + 2 filtres 0,2 µm pour FlexiPump® Pro	B	22 x 36 x 10 cm 0,40 kg	NY4088	l'unité		●	●
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 1,6 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre + « Y »	B	39 x 27 x 15 cm 0,13 kg	NY4089	l'unité		●	●
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 3,2 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre + « Y »	B	20x 20 x 10 cm 0,20 kg	NY4090	l'unité		●	●

	descriptif	dimension / poids	référence	prix HT	FlexiPump®	FlexiPump® Pro	FlexiPump® Scale
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 6,4 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre + « Y » 	35 x 21 x 10 cm 0,25 kg	NY4091	l'unité		●	●
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 6,4 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre + « Y » 	25 x 20 x 10 cm 0,25 kg	NY4092	l'unité		●	●
	jeu de tuyaux en silicone Ø interne 8 mm + bouchon GL45 + crépine + embout + filtre + « Y » 	35 x 21 x 10 cm 0,25 kg	NY4093	l'unité		●	●
	jeux de tuyaux de distribution (tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs plastiques « Y ») - Ø interne 1,6 mm 	25 x 25 x 10 cm 0,40 kg	NY4094	les 5		●	●
	jeux de tuyaux de distribution (tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs plastiques « Y ») - Ø interne 3,2 mm 	30 x 20 x 10 cm 0,50 kg	NY4095	les 5		●	●
	jeux de tuyaux de distribution (tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs plastiques « Y ») - Ø interne 4,8 mm 	30 x 20 x 10 cm 0,65 kg	NY4096	les 5		●	●
	jeux de tuyaux de distribution (tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs plastiques « Y ») - Ø interne 6,4 mm 	30 x 20 x 20 cm 0,65 kg	NY4097	les 5		●	●
	jeux de tuyaux de distribution (tuyaux silicone + tuyaux TygonTM + connecteurs plastiques « Y ») - Ø interne 8 mm 	30 x 20 x 20 cm 0,70 kg	NY4098	les 5		●	●