

Combinés réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec système No Frost Perfection

 **+3 à +16°C**

 **-9 à -30°C**

- ▶ **SmartMonitoring** : avertissement en temps réel des fluctuations de température
- ▶ **NoFrost** : protection contre la formation de givre dans la partie congélateur



réf. LIEBHERR : Porte pleine / Porte vitrée		SCFvh 4002 / SCFvh 4032
volume brut / utile :	réfrigérateur	272 / 206 litres
	congélateur	112 / 58 litres
plage de température réglable	réfrigérateur	+3 à +16°C
	congélateur	-9 à -30°C
consommation électrique		277 kWh / an
dégagement de chaleur		290 kJ/h
régulation électronique		écran couleur tactile 2,4"
éclairage intérieur		LED
équipement	réfrigérateur	4 tablettes en verre 460 x 423 mm charge max : 45 kg / tablette charge max. totale : 345 kg
	congélateur	3 tiroirs
poignée barre		barre antimicrobienne
interfaces		Wifi, LAN, USB
dim. intérieurs (lxpxh)	réfrigérateur	460 x 423 x h1037 mm
	congélateur	406 x 292 x h595 mm
dim. extérieures (lxpxh)		597 x 654 x h2044 mm
poids brut / net		90 / 83 kg
température ambiante admissible		+10 à +35 °C
combiné, porte pleine		RR4031
combiné, porte vitrée		RR4032
accessoires / services		
rail porte étiquettes pour grille		RR8109
grille en acier plastifié blanc 498 x 442 mm		RR3401
grille de sol en acier plastifié blanc		RR8111
plateau perforé blanc (498 x 442 mm)		RR9022
tiroir aluminium télescopique, façade transparente, fond perforé - 400 x 420 x h55 mm		RR2867
passage latéral de cuve Ø38 mm, pour sondes		RR0000

- réfrigérant R 600a
- niveau sonore 48 dB(A)
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- système de réfrigération dynamique
- dégivrage automatique
- construction en acier blanc
- cuve intérieure en ABS alimentaire blanc
- régulation électronique : écran couleur 2,4", Touch & Swipe
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 heures
- contact sans potentiel
- solution de mise en réseau intégré SmartModule
- passage de capteurs Ø 10 mm
- serrure mécanique
- ouverture de la porte à droite, réversible