

SPATULES

Microspatules en acier inox



- en acier inoxydable
- souple

longueur	largeur	poids	référence	Prix HT
100 mm	3 mm	2 g	BC3240	
130 mm	3 mm	2 g	BC3241	
150 mm	3 mm	4 g	BC3242	
185 mm	3 mm	4 g	BC3243	
150 mm	6 mm	5 g	BC3244	
185 mm	6 mm	6 g	BC3245	

Spatules en acier inox



- en acier inoxydable
- souple

longueur	largeur	poids	référence	Prix HT
130 mm	9 mm	6 g	BC3273	
150 mm	9 mm	7 g	BC3274	
185 mm	9 mm	8 g	BC3275	
210 mm	11 mm	15 g	BC3276	
250 mm	11 mm	17 g	BC3277	
300 mm	16 mm	42 g	BC3278	

Spatules à mortier en acier inox



- en acier inoxydable
- rigide

longueur	largeur	poids	référence	Prix HT
150 mm	20 mm	29 g	BC3285	
210 mm	20 mm	38 g	BC3286	
250 mm	20 mm	49 g	BC3287	

Spatules à poudre en acier inox



- en acier inoxydable
- rigide

longueur	largeur	poids	référence	Prix HT
150 mm	9 mm	8 g	BC3590	
185 mm	9 mm	9 g	BC3591	
210 mm	9 mm	10 g	BC3592	