

SACHETS BIOHAZARD

Sachets doubles siglés "biohazard" avec zone de marquage

I Transport hygiénique et sans confusion des tubes de prélèvement et des documents d'identification.




- pas de risque de contamination des documents, pas de confusion possible
- deux enveloppes collées :
1 enveloppe de 16 x 16 cm avec fermeture, pour les tubes
1 enveloppe ouverte 16 x 23 cm, en couleur, pour les documents
- sécurité totale de non contamination pour le technicien

couleur	référence	Prix HT
orange	LMR700A les 600	
vert	LMR700B les 600	
bleu	LMR700C les 600	
blanc	LMR700D les 600	

Sacs à déchets, siglés "biohazard" avec cordon de serrage

- sacs transparents en polyéthylène
- étanchéité assurée par double soudure
- cordon de serrage pour la fermeture facile du sac en toute sécurité
- signe de sécurité "biohazard" imprimé sur chaque sac
- repère (ligne jaune) indiquant le seuil de remplissage maximum



dimensions (L x l x h)	référence	Prix HT
150 x 150 x 150 mm	J121075 les 25	
200 x 200 x 250 mm	J121076 les 25	
490 x 270 x 400 mm	J121077 les 25	
280 x 280 x 510 mm	J121078 les 25	

Sachets transparents siglés "biohazard"



- fermeture zippée
- sécurité totale de non contamination pendant le transport d'échantillons
- zone de marquage pour cocher un case au choix :
☐ frozen (congélation)
☐ refrigerate (réfrigération)
☐ room temperature (température ambiante)

dimensions (L x h)	référence	Prix HT
150 x 250 mm	LMR750 les 3000	

Sacs à souder siglés "biohazard" pour déchets contaminés

- en polyéthylène jaune
- imprimés avec le sigle "biohazard"
- livrés en boîtier distributeur



dimensions (L x l)	référence	Prix HT
255 x 355 mm	J121072 les 50	
455 x 760 mm	J121073 les 50	
790 x 1015 mm	J121074 les 25	