

Tubes à fond rond en polypropylène

- avec rebord pour les tubes 5, 7 et 10 ml
- sans rebord pour les tubes 20 ml


capacité	dim. (Ø x h)	gradués	capuchon stériles	cond.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					SANS étiquette		AVEC étiquette	
5 ml	Ø 12 x 86 mm	gradués	-	-	vrac	PP3030 les 4000	PP3104 les 4000	
		gradués	-	-	vrac	PP3103 les 500	PP3031 les 500	
		gradués	●	-	vrac	PP3032 les 500	PP3033 les 500	
		gradués	●	stériles	vrac	-	PP3035 les 500	
7 ml	Ø 13 x 100 mm	-	-	-	vrac	PP3108 les 500	-	
	Ø 16 x 60 mm	-	●	-	vrac	PP3036 les 500	-	
10 ml	Ø 16 x 100 mm	gradués	-	-	vrac	PP3038 les 2000	PP3018 les 2000	
		gradués	-	-	vrac	-	PP3039 les 250	
		gradués	●	-	vrac	PP3019 les 2000	-	
		gradués	●	-	vrac	PP3040 les 250	PP3041 les 250	
		gradués	●	stériles	vrac	-	PP3042 les 250	
		gradués	●	stériles	emb.individuel	-	PP3043 les 1000	
20 ml	Ø 16 x 150 mm	-	-	-	vrac	PP3044 les 850	PP3045 les 850	
		-	●	-	vrac	PP3046 les 1000	PP3047 les 1000	
25 ml	Ø 25 x 95 mm	-	●	stériles	vrac	PP3048 les 200	PP3049 les 200	
		gradués	-	-	vrac	PP3098 les 1000		



Tubes à fond conique en polypropylène

- avec rebord


capacité	dim. (Ø x h)	gradués	capuchon stériles	cond.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					SANS étiquette		AVEC étiquette	
10 ml	Ø 16 x 100 mm	gradués	-	-	vrac	PP3050 les 2000	PP3056 les 2000	
		gradués	-	-	vrac	-	PP3051 les 250	
		gradués	●	-	vrac	PP3052 les 250	PP3053 les 250	
		gradués	●	stériles	vrac	-	PP3055 les 250	
		gradués	●	stériles	emb.individuel	-	PP3057 les 1000	



Tubes à fond plat en polypropylène

- avec rebord

capacité	dim. (Ø x h)	gradués	capuchon stériles	cond.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
					SANS étiquette		AVEC étiquette	
3 ml	Ø 12 x 56 mm	gradués	-	-	vrac	PP3020 les 1000	PP3021 les 1000	
		gradués	●	-	vrac	PP3022 les 1000	PP3023 les 1000	
4 ml	Ø 16 x 50 mm	gradués	-	-	vrac	PP3106 les 500	-	
		gradués	-	-	vrac	PP3024 les 500	PP3025 les 500	
5 ml	Ø 16 x 60 mm	gradués	●	-	vrac	PP3026 les 500	PP3027 les 500	
		gradués	●	stériles	vrac	-	PP3029 les 500	



Tubes à fond rond, capuchon à ailette en polypropylène

capacité	dim. (Ø x h)	gradués	capuchon stériles	référence	Prix HT	référence	Prix HT
				SANS étiquette		AVEC étiquette	
3 ml	Ø 12 x 55 mm	gradués	○	-	vrac	PP4085 les 1000	PP4086 les 1000
		gradués	●	-	vrac	PP4087 les 1000	PP4088 les 1000
		gradués	●	stériles	vrac	-	PP4089 les 1000

