

Burettes classe AS avec robinet en verre



- en verre borosilicaté 3.3
- · graduations circulaires bleues
- · avec bande Schellbach
- · avec robinet droit et clé en verre
- · certificat de lot et de conformité

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	820 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3100	les 2
25 ml	820 mm	0,05 ml	±0,03 ml	WG3101	les 2
50 ml	820 mm	0,1 ml	±0,05 ml	WG3102	les 2
100 ml	870 mm	0,2 ml	±0,1 ml	WG3103	les 2

Burettes classe AS avec robinet en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- · graduations circulaires bleues
- avec bande Schellbach
- avec robinet droit et clé en PTFE
- · certificat de lot et de conformité

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	820 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3110	les 2
25 ml	820 mm	0,05 ml	±0,03 ml	WG3111	les 2
50 ml	820 mm	0,1 ml	±0,05 ml	WG3112	les 2

Burettes classe AS

avec robinet en verre, verre ambré



- · graduations circulaires blanches
- · avec bande Schellbach
- · avec robinet droit et clé en verre
- · certificat de lot et de conformité

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	820 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3120	les 2
25 ml	820 mm	0,05 ml	±0,03 ml	WG3121	les 2
50 ml	820 mm	0,1 ml	±0,05 ml	WG3122	les 2
100 ml	870 mm	0,2 ml	±0,1 ml	WG3123	les 2

Burettes classe AS avec robinet en PTFE, verre ambré



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires blanches
- · avec bande Schellbach
- · avec robinet droit et clé en PTFE
- · certificat de lot et de conformité

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	820 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3130	les 2
25 ml	820 mm	0,05 ml	±0,03 ml	WG3131	les 2
50 ml	820 mm	0,1 ml	±0,05 ml	WG3132	les 2
100 ml	870 mm	0,2 ml	±0,1 ml	WG3133	les 2