

Béchers à parois épaisses forme basse

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- bec verseur
- résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité
- graduations émaillées blanches

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
150 ml	Ø 60 x 80 mm	WG1660	les 10
250 ml	Ø 70 x 95 mm	WG1661	les 10
400 ml	Ø 80 x 110 mm	WG1662	les 10
600 ml	Ø 90 x 125 mm	WG1663	les 10
1 litre	Ø 105 x 145 mm	WG1664	les 10
2 litres	Ø 132 x 185 mm	WG1665	les 10
5 litres	Ø 170 x 270 mm	WG1666	l'unité

Béchers à parois épaisses forme haute

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- bec verseur
- résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité
- graduations émaillées blanches

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
150 ml	Ø 54 x 95 mm	WG1670	les 10
250 ml	Ø 60 x 120 mm	WG1671	les 10
600 ml	Ø 80 x 150 mm	WG1672	les 10

Béchers à col rodé fond plat

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- impression blanche
- cols rodés et bride à rainures

capacité	Ø ext. bride	vol. rempli au bord	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
1 litre	158 mm	1360 ml	Ø 130 x 215 mm	WG3390	l'unité
	184 mm	1915 ml	Ø 159 x 265 mm	WG3391	l'unité
2 litres	158 mm	2200 ml	Ø 130 x 270 mm	WG3392	l'unité
	184 mm	3070 ml	Ø 153 x 295 mm	WG3393	l'unité
3 litres	158 mm	3220 ml	Ø 130 x 340 mm	WG3394	l'unité
	184 mm	4090 ml	Ø 153 x 340 mm	WG3395	l'unité