

CREUSETS

Creusets en fer



- en fer

dim. (Ø x h)	épaisseur	poids	référence	Prix HT
Ø 40 x 40 mm	1,5 mm	55 g	BC5620	l'unité
Ø 45 x 40 mm	1,5 mm	63 g	BC5621	l'unité
Ø 48 x 36 mm	1,5 mm	78 g	BC5622	l'unité
Ø 50 x 45 mm	2,0 mm	94 g	BC5623	l'unité
Ø 60 x 50 mm	1,5 mm	106 g	BC5624	l'unité

Creusets en acier inox



- en acier inoxydable
- parois 1 mm

dim. (Ø x h)	capacité	poids	référence	Prix HT
Ø 40 x 40 mm	35 ml	57 g	BC5640	l'unité
Ø 45 x 40 mm	45 ml	65 g	BC5641	l'unité
Ø 50 x 45 mm	65 ml	87 g	BC5643	l'unité
Ø 60 x 50 mm	100 ml	109 g	BC5644	l'unité

Creusets en plomb



- en plomb
- avec couvercle
- parois 3 mm

dim. (Ø x h)	capacité	poids	référence	Prix HT
Ø 24 x 33 mm	5 ml	100 g	BC5660	l'unité
Ø 40 x 44 mm	24 ml	185 g	BC5661	l'unité

Creusets en porcelaine



- en porcelaine glacée
- forme moyenne
- parois 2 mm
- résistance thermique jusqu'à 1 000 °C
- selon DIN 12904

dim. (Ø x h)	capacité	poids	référence	Prix HT
Ø 40 x 32 mm	20 ml	16 g	BC5665	l'unité
Ø 45 x 36 mm	30 ml	22 g	BC5666	l'unité
Ø 50 x 45 mm	45 ml	30 g	BC5667	l'unité
Ø 60 x 48 mm	80 ml	40 g	BC5668	l'unité