

## Multipette® M4



- multi-distributeur mécanique à déplacement positif
- molette de sélection de volume
- affichage numérique du volume de distribution
- compteur d'étapes de distribution effectuées
- distribution jusqu'à 100 fois avec une seule recharge
- reconnaissance automatique de pointes Combitips advanced
- 20 réglages de volume différents pour chaque taille de pointes Combitips advanced
- extinction automatique, rallumage automatique et mémoire des étapes de distribution

	référence	Prix HT
<b>Multipette M4 - 1 canal</b> 1 pointe Combitips advanced 2,5 ml (verte) [2] 1 portoir pour pipettes [3]	DP9501	
<b>Kit de démarrage Multipette M4 - 1 canal</b> pack d'assortiment Combitips advanced (1 pointe de chaque taille) 1 portoir pour pipettes 2, 1 µl - 10 ml	DP9511	
<b>accessoires</b>		
<b>Support de pipettes</b> , pour carrousel de pipettes, de chargeur ou montage mural, bande adhésive incluse [1]	DP9521	
<b>Batterie CR2032</b>	DP9531	

## Multipette® E3 et E3x

- distributeur électronique à déplacement positif
- molette de sélection de volume
- idéale pour la distribution répétitive de longues séries
- ajustage de la vitesse d'aspiration et de distribution
- éjecteur de pointe à un bouton
- élimine les calculs de volume chronophages
- distribution jusqu'à 100 fois avec une seule recharge
- reconnaissance automatique de pointes Combitips Advanced
- 20 réglages de volume différents pour chaque taille de pointes Combitips advanced
- extinction automatique, rallumage automatique et mémoire des étapes de distribution

	référence	Prix HT
<b>Multipette E3 - 1 canal</b> 1 pack d'assortiment Combitips (1 pointe de chaque taille, 1 µl - 50 ml) 1 câble de chargement	DP9601	
<b>Multipette® E3 - 1 canal avec support chargeur</b> 1 pack d'assortiment Combitips (1 pointe de chaque taille, 1 µl - 50 ml) 1 câble de chargement	DP9611	
<b>Multipette E3x - 1 canal</b> 1 pack d'assortiment Combitips (1 pointe de chaque taille, 1 µl - 50 ml) 1 câble de chargement	DP9701	
<b>Multipette® E3x - 1 canal avec support chargeur</b> 1 pack d'assortiment Combitips (1 pointe de chaque taille, 1 µl - 50 ml) 1 câble de chargement	DP9711	
<b>accessoires</b>		
<b>Support de pipettes</b> , pour carrousel ou support mural [1]	DP9621	
<b>Batterie rechargeable Lithium-Ion</b>	DP9631	
<b>Bloc d'alimentation avec adaptateurs secteur</b> , pour pipettes Eppendorf, multi-distributeur et support chargeur	DP9641	



### Modes de fonctionnement

- distribution (Dis)
- distribution automatique (Ads) : pour la distribution répétitive de longues séries
- pipetage (Pip)

### Modes de fonctionnement propres à la Micropette E3x

- distribution séquentielle (Séq)
- aspiration (Asp)
- aspiration et distribution (A/D)
- Titrage (Ttr)



Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté de ses pointes, tubes et plaques.



Guaranteed Quality

- faible mouillabilité
- résistance à la centrifugation
- résistance aux produits chimiques
- résistance aux sollicitations mécaniques ou thermiques
- lisibilité claire du volume
- étanchéité élevée

Seringues ViscoTip®

- conçue pour la manipulation de liquides à viscosité élevée, entre 200 mPa et 14.000 mPa\*s
- distribution de liquides de longues séries
- distribution de liquides de 100 µl à 10 ml
- sans agents de démoulage
- sans biocides
- sans plastifiants
- livrées en 4 sachets de 25 pièces



Seringues Combitips® Advanced

- 9 tailles de volume (0,1 ml - 50 ml)
- forme d'entonnoir pour une manipulation confortable et sûre même avec des gants
- les modèles 2,5, 5 et 10 ml ont des pointes allongées afin éviter une perte d'échantillons



PCR Clean

- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR



Biopur

- exempt d'ADN humain
- exempt d'inhibiteurs de PCR
- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ATP
- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)



Forensic DNA Grade

- conforme à la norme ISO 18385
- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR



capacité	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
		Eppendorf Quality		PCR Clean		Biopur		Forensic DNA Grade	
0,1 ml	DP9801	les 100	DP9811	les 100	DP9821	les 100		-	
0,2 ml	DP9802	les 100	DP9812	les 100	DP9822	les 100		-	
0,5 ml	DP9803	les 100	DP9813	les 100	DP9823	les 100		-	
1,0 ml	DP9804	les 100	DP9814	les 100	DP9824	les 100	DP9834	les 100	
2,5 ml	DP9805	les 100	DP9815	les 100	DP9825	les 100	DP9835	les 100	
5,0 ml	DP9806	les 100	DP9816	les 100	DP9826	les 100	DP9836	les 100	
10,0 ml	DP9807	les 100	DP9817	les 100	DP9827	les 100			
25,0 ml*	DP9808	les 100	DP9818	les 100	DP9828	les 100			
50,0 ml*	DP9809	les 100	DP9819	les 100	DP9829	les 100			

\* livrées dans 4 boîtes de 25 pièces. Chaque boîte contient 1 adaptateur.

Rack de 8 Combitips Advanced

0,1 à 10 ml	DP9841		-		-		-
-------------	--------	--	---	--	---	--	---

Adaptateurs advanced

25 ml	DP9851	les 100	-	DP9853	les 7	-
50 ml	DP9861	l'unité	-	DP9863	les 7	-

	référence	Prix HT
ViscoTip®	DP9901	

Pack d'assortiment	référence	Prix HT
9 Combitips® Advanced (1 seringue Eppendorf Quality par taille) + adaptateur 25 et 50 ml	DP9871	