

CAPUCHONS

Capuchons de sécurité col étroit



- en PP rouge, avec soupape
- pour flacon en verre sodocalcique
- résistance à la chaleur jusqu'à +140°C

filetage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
GL32	Ø 45 mm x 32 mm	WG1620	les 10
GL45	Ø 60 mm x 35 mm	WG1621	les 10

Capuchons avec bague d'inviobilité col étroit



- en PP bleu
- pour flacon en verre sodocalcique
- filetage en forme haute
- résistance à la chaleur jusqu'à +140°C

filetage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
capuchons d'origine			
GL32	Ø 45 mm x 32 mm	WG1630	les 10
GL45	Ø 60 mm x 35 mm	WG1631	les 10
anneaux verseur			
GL32	Ø 45 mm x 32 mm	WG1632	les 10
GL45	Ø 60 mm x 35 mm	WG1633	les 10

Capuchons avec bague d'inviobilité col large



- en PP bleu
- pour flacon carré en verre sodocalcique
- filetage en forme courte
- résistance à la chaleur jusqu'à +140°C

filetage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
GL32	Ø 44 mm x 23 mm	WG1650	les 10
GL45	Ø 58 mm x 27 mm	WG1651	les 10
GL54	Ø 69 mm x 29 mm	WG1652	les 10
GL60	Ø 78 mm x 29 mm	WG1653	les 10

Capuchons en PBT rouge



- en PBT rouge
- joint revêtu de PTFE
- grande résistance chimique
- résistance à la chaleur jusqu'à +180°C

filetage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
GL 14	Ø 20 mm x 17 mm	WG1650	les 10
GL 18	Ø 23 mm x 20 mm	WG1651	les 10